

美胜 Gascheck®

Model 76050



饮料包装分析的终极工具

美胜 GASCHECK®是专为玻璃、PET 瓶或铝罐中,啤酒或非酒精饮料分析的终极工具。此仪器以美胜的全自动饮料穿刺器为基础,经高性能触控屏个人电脑控制、操作与资料处理。此套设备可以自动测量瓶颈体积、温度,和



瓶颈及饮料中的氧含量。模块化设计的概念,使它可以升级为 GASCHECK plus®以增加瓶颈及饮料中二氧化碳与氮气的测量。经由高精密的微通道流量取样室,精确的分析瓶颈体积,并体现美胜的工程与瑞士精密制造的能力。

特点

◆ GASCHECK®是由压缩空气驱动,以触 控屏个人电脑控制与操作。

- ◆ 专为已知的玻璃与 PET 瓶设计,能够 自动调整与穿刺所有尺寸的包装瓶。
- → 衬垫模块化设计,能应用在所有的包装瓶,并可确保测量时的标准位置。
- ◆ 有机玻璃防护罩,防止碎裂的玻璃碎 片或饮料不会伤及操作工程师。
- ◆ GASCHECK®包含两支微氧传感器,巧妙的连接到高精密的微通道流量取样槽,测量瓶颈的体积、温度和瓶颈及饮料中的氧含量
- ◆ 模块化设计的概念,允许日後加装二 氧化碳与氮气传感器,增加瓶颈及饮料中二氧化碳和氮气的测量。



最先进的包装线测量

随著竞争压力与高品质优质产品的发展, 饮料制造厂竞相引进高速包装生产线;此时,可靠、快速、精确,容易快速的取得 重要资料,储存与分析後不产生废弃物的 品质控制仪器变的非常重要。然而,在实 验室做的离线分析与控制程序所花费的时间,可能已造成这些高速包装线上数千瓶

不合格的产品产生。专为此设计的美胜 GASCHECK®分析仪,可以快速、自动的测量 包装品质的重要参数,且不产生废弃物。 它坚固的结构,允许它被安装在非常靠近 包装线的地方,自动循环、可靠的不断测 量,提供生产线必要的分析与程序控制讯 息。

产品技术指标

◆ 主结构以阳极处理的铝材构成。坚固耐用

1111111111111

- ♦ 气压驱动与电子控制
- ◆ 所有已知的尺寸瓶子, 经过转接瓶 衬垫皆可测量
- ◆ 模块化组建,允许未来 GASCHECK®
 升级至 GASCHECK plus®
- ♦ 即插即用的安装方式
- ◆ 所有控制组件,均被封装在防水的 主结构基座里
- ◆ 专用的 PET 瓶支架, 使测量 PET 瓶成为可能

◆ 电源 : 110~240 VAC, 47~63 Hz

♦ 耗电量 : 最大 100 瓦

♦ 操作条件: 0~45°C(非凝结)

◆ 尺寸 : 960 X 410 X 250 mm

♦ 气压需求: 4~6 Bar

♦ 瓶子高度: 180~340 mm

♦ 瓶子直径: 50~95 mm

